

TECHNISCHES DATENBLATT

DEFAMED® - Steril Flächen-Desinfektionsmittel

- Gebrauchsfertige Lösung zur Flächendesinfektion
- begrenzt viruzid, bakterizid und levurozid

1. Anwendungsgebiete:

Gebrauchsfertige Lösung zur hygienischen Flächendesinfektion.

2. Anwendung:

Zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen aller Art.

Hygienische Flächendesinfektion:

Zur Desinfektion die Flächen aus 30 cm Entfernung mit DEFAMED® - Steril besprühen und diese vollständig benetzen oder auf ein geeignetes Einmaltuch geben und die Oberflächen damit abwischen.

Für die Desinfektion von Computertastaturen, DEFAMED® - Steril auf ein Tuch geben und abwischen.

Eine Einwirkzeit von 5 Minuten wird empfohlen.

3. Ausführungen:

Lieferform	PZN	EAN-Nummer
100 ml Sprayflasche	16741483	4035223981573
200 ml Sprayflasche	16741477	4035223981566
500 ml Spenderflasche	16676225	4035223973387
1000 ml Spenderflasche	16686620	4035223973370
5000 ml Kanister	16686637	4035223981122

4. Wirkspektren und Einwirkzeiten:

Hygienische Flächendesinfektion:	5 Minuten
----------------------------------	-----------

5. Zusammensetzung:

80 % Ethanol auf 100 ml Flüssigkeit

6. Zulassung:

Gemeldet als Biozid-Produkt bei der BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) gem. Biozidverordnung, Reg.-Nr.: N-90821 (DEFAMED® - Steril Flächen-Desinfektionsmittel)

7. Chemisch-physikalische Daten:

Aussehen: klare, farblose Flüssigkeit

Dichte: 0,91 g/cm³ (bei 20 °C)

pH-Wert: 6,5 +/- 0,5

8. Haltbarkeit:

 4 Jahre

Standzeit:

Nach Anbruch der Flasche innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

9. Stand der Informationen: 05/2020

10. Sicherheitshinweise:

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Behälter dicht verschlossen halten. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Bei Brand: CO₂, Löschpulver oder Wasserspray zum Löschen verwenden. Inhalt / Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



grüner Punkt



Polyethylen



Achtung



Gefahr



Entsorgung
nicht in der
Restmülltonne